


MODELLO	Termometro frontale ad infrarossi FI06				
<p>CARATTERISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misurazione non invasiva (senza contatto) con energia ad infrarossi. • Lettura istantanea e accurata della temperatura. • Indicatori sonori di allarme febbre. • Possibilità di salvare fino a 32 misurazioni. • Misurazione in Celsius/Fahrenheit. • Possibilità di silenziare (mute/non-mute). • Temperatura di soglia impostabile. • Spegnimento automatico in 20s. • 2 in 1 – Misura la temperatura corporea ed oggetti. • Display LCD retroilluminato a tre colori (rosso, arancione, verde). <p>SPECIFICHE TECNICHE PRINCIPALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione: DC 3V batteria alcalina (2AAA) • Intervallo misurazione corporea & accuratezza: 32.0°C-42.9°C ±0.2°C / 85.9°F-109.2°F ±0.4°F • Intervallo misurazione oggetto & accuratezza: 0°C-100.0°C ±1.0°C / 32°F-212.0°F ±1.8°F • Dimensioni apparecchio: 125x74x38mm • Peso: 82gr (SENZA batterie) • Dispositivo medico certificato CE0197 			<table border="1"> <tr> <td>CND: V03010102</td> </tr> <tr> <td>REP: 1948543</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo medico di classe IIa</td> </tr> </table>	CND: V03010102	REP: 1948543
CND: V03010102					
REP: 1948543					
Dispositivo medico di classe IIa					
<p>PRINCIPALI APPLICAZIONI: Questo termometro ad infrarossi permette di misurare la temperatura corporea, utilizzando l'energia ad infrarossi, in maniera rapida e precisa. Appositamente progettato per misurare la temperatura corporea su bambini/neonati ed adulti, ma permette anche di misurare la temperatura di oggetti. Gli utenti, dopo aver posizionato correttamente il termometro ad una distanza di 5 cm dalla fronte, possono ottenere rapidamente dopo pochi secondi i risultati di misurazione. FI06 può essere utilizzato in ambiente domiciliare.</p> <p>DOTAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° 1 dispositivo TERMOMETRO A INFRAROSSI; • n°2 batterie AAA; • n° 1 manuale d'istruzioni. <p>Prodotto da: Ningbo Shangcun Electronics Co.,LTD No.9 Yongning Rd, Yuyao, Zhejiang, China. Tel. (86) 755 2765 2471 • Fax (86) 755 2765 2674</p> <p>Mandatario: GIMLE Kamila Sienkiewicz Ul. Sw. Judy Tadeusza 108, 52-116 Iwiny, Poland. Tel. +0048 601 669717 • Fax. +0048 601 669717</p> <p>Distribuito da: I.A.C.E.R. S.r.l. Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE) Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684</p> <p>I-TECH MEDICAL DIVISION</p>					

SK389-05